

# ACÉTONE

CAS N° 67-64-1

## 1. RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS
40063-36	bidon de 5L
40063-41	bidon de 10L

## 2. CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS DE MESURE
Titre	99,5 mini.	% m/m
Aspect	liquide incolore, exempt de matières en suspension	/
Teneur en eau	0.3 max	% m/m
Acidité (acide acétique)	20 max	ppm

## 3. SÉCURITÉ - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION - STOCKAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Porter les EPI pour toutes manipulations.

# LAURYPATH