

ACIDE NITRIQUE 52.5%

1. RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS
40413-36	bidon de 5L

2. CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS DE MESURE
Aspect	Incolore à jaune	-
Titre	52.5% mini	% m/m
Densité à 20°C	1.32 à 1.33	-
Chlorures	≤ 5	ppm
Sulfates	≤ 5	ppm

3. SÉCURITÉ - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION – STOCKAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Porter les EPI pour toutes manipulations.

LAURYPATH