






FICHE TECHNIQUE

●●● ÉTHANOL ABSOLU DÉNATURÉ 99% ●●●

Produit fabriqué par Laurypath dont le système de management est certifié ISO 13485

1. RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	PHOTO PRODUIT
40820-36	Bidon plastique transparent de 5 L Bouchon rouge, avec poignée Dimensions du bidon : 18,5 x 14,5 x 28,5 cm Poids : 4,115 Kg +/-	
40820-41	Bidon plastique transparent de 10 L Bouchon noir, avec poignée Dimensions du bidon : 23 x 19 x 30,7 Poids : 8,295 Kg +/-	
40820-46	Bidon plastique transparent de 25 L Bouchon noir, avec poignée Dimensions du bidon : 24 x 28 x 46 cm Poids : 20,650 Kg +/-	



2. CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

Liquide incolore limpide

COMPOSITION

COMPOSANT	TENEUR (%)
Ethanol - CAS N°64-17-5	> 99 % (volume)
Eau	< 0,15 % (poids)

Alcool dénaturé avec les composants suivants : isopronanol, méthyléthylcétone et benzoate de dénatonium conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1112 de la commission du 22 juin 2017.

INDICE DE REFRACTION

Indice de réfraction à 20°C : 1,360 à 1.364

3. SÉCURITÉ - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION - STOCKAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Porter les EPI pour toutes manipulations.