




FICHE TECHNIQUE

●●● ÉTHANOL ABSOLU DÉNATURÉ 70% ●●●

Produit fabriqué par Laurypath dont le système de management est certifié ISO 13485

1. RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	PHOTO PRODUIT
40828-36	Bidon plastique transparent de 5 L Bouchon rouge, avec poignée Dimensions du bidon : 18,5 x 14,5 x 28,5 cm Poids : 4,115 Kg +/-	

2. CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

Liquide incolore limpide

COMPOSITION

COMPOSANT	TENEUR (%)
Éthanol - CAS N°64-17-5	> 70 % (volume)

Préparé à partir d'éthanol dénaturé avec les composants suivants : isopronanol, méthyléthylcétone et benzoate de dénatonium conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1112 de la commission du 22 juin 2017.

3. SÉCURITÉ - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION - STOCKAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Porter les EPI pour toutes manipulations.