

ALCOOL ISOPROPYLIQUE

1. RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
40839-36	bidon de 5L

2. CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS DE MESURE
Aspect	limpide	-
Isopropanol	≥ 99.8	% m/m
Teneur en eau	≤ 0.1	% m/m

3. SÉCURITÉ - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION - STOCKAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Porter les EPI pour toutes manipulations.

LAURYPATH