

FORMOL 30% + 5% MÉTHANOL

1. RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
40880-36	bidon de 5L

2. CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS DE MESURE
Titre Formol	29.5 mini – 30.5 maxi	% m/m
Teneur en méthanol	3.5 mini – 5.5 maxi	% m/m
Aspect	limpide	-
Densité à 20°C	1.075 à 1.085	-
pH	2.5 min – 4.5 maxi	-

3. SÉCURITÉ - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION - STOCKAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Porter les EPI pour toutes manipulations.

LAURYPATH