

TOLUÈNE

1. RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS
48675-36	bidon de 5L
48675-46	bidon de 25L

2. CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS DE MESURE
Aspect	limpide	-
Titre en toluène	≥ 99%	% m/m
Indice de réfraction à 20°C	1.492 à 1.499	-
Densité à 20°C	0.860 à 0.870	-

3. SÉCURITÉ - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION – STOCKAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Porter les EPI pour toutes manipulations.

LAURYPATH