

EAU DÉMINÉRALISÉE

1. RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS
ED-36	bidon de 5L
ED-41	bidon de 10L

2. CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS DE MESURE
Aspect	incolore	-
Résistivité	$10 \leq R \leq 18$	M Ω -cm
Conductivité	$0.05 \leq C \leq 0.1$	μ S/cm
Sodium NA ⁺	< 1	mg/l
Chlorure Cl ⁻	< 1	mg/l
Chlore libre Cl ₂	< 1	mg/l
Silice	< 1	mg/l

3. STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et frais.

LAURYPATH